

Labcon MetalFree™ 無重金屬離心管

labcon

限時促銷中!!

Ultra
Low Trace
Metals™

<1PPB金屬/重金屬殘留

適合環境、微生物檢測、水質分析、
重金屬檢驗、HPLC、LC-MS、ICP-MS



3134

3184



產品編號	3134-345
包裝	500支/箱
容量	15 mL
最大離心力	17000 RCF
產品編號	3184-345
包裝	500支/箱
容量	50 mL
最大離心力	20000 RCF
Non-Pyrogenic/無內毒素 RNase/DNase Free	

可-80°C冷凍，可122°C高溫滅菌



翰新國際有限公司

TEL:(02)2877-1122
info@hycell.com.tw

