

cubee 特色

1. 專利三合一轉子，使用不同容積離心管不需更換；
2. ~1.5ml tube x 8 孔 0.5ml tube x 8 孔 0.2ml tube x 16 孔
2. 強化上蓋支撐點,耐用度佳；
3. 採用 4700 轉/分鐘 低噪音高轉速馬達，運轉過程低噪音；
4. 低重心設計，平衡操作不位移；
5. 僅需以單手操作，操作輕鬆又安全；
6. 電壓 110-220V 均適用；
7. 尺寸：長×寬×高: 183×151×153 (mm) ,重量： 1.8Kg；
8. 一年保固，保固期內非人為破壞故障，免費更新；

三合一轉子與可應用離心管種類多



三合一轉子與相應離心管
2~1.5ml tube x 8孔
0.5ml tube x 8孔
0.2ml tube x 16孔



離心管放置相應位置

上蓋強化支撐點 耐用度佳



上蓋支撐點佔機身1/2長度



支撐軸體加粗設計

單手操作 安全又輕鬆



1. 放置離心管



2. 按下上蓋



3. 按壓上蓋停止離心



4. 掀開上蓋

All in one 無多餘附件 無遺失疑慮



機身顏色多種選擇





訂購說明

1. 下訂後，請在訂購資料的備註欄中註名需要的色彩搭配方式。
2. 因為電腦螢幕多少會有色差，為免爭議，顏色將以實品為準。
3. 因為彩色 Cubee 是依訂單指定規格製作，故需至少三天的出貨準備時間。
實際出貨時間將以訂單確認當時狀況而定。