


## ➤ 真正的『常溫』3D培養用Hydrogel


 **可室溫操作!**  
與細胞培養液混合後才會凝固，**不用擔心操作溫度!**  
例如:Matrigel

 **可抽取注射!**  
與少量培養液混合後仍能保持液體特性!



## ➤ 無動物來源之Hydrogel (Xeno-Free)


 **100%非動物來源材質!** 無內毒素  
不需擔心Cytokine等影響，適合幹細胞培養


 **透明!**  
光線穿透性佳，不影響細胞影像拍攝




## ➤ 使用方法超簡便

 **Just Add Cells!**  
細胞可直接與VitroGel®混合，不須額外步驟!




 **細胞回收超輕鬆!**  
使用TheWell專用細胞回收液，即可快速溶解VitroGel®且不傷細胞!


 **VitroGel®**  
應用領域




Stem Cell




In-vivo Injection



Spheroid、Organoid



Invasion/Migration Assay



Angiogenesis Assay



## Ready-to-Use隨取即用系列

不用調配!



### VitroGel® Hydrogel Matrix

通用型基本款hydrogel  
CAT# VHM01 / VHM01S  
包裝: 10 / 2 mL  
售價: \$18900 / \$8400



### VitroGel® STEM

hPSC等幹細胞優化之hydrogel  
CAT# VHM02 / VHM02S  
包裝: 10 / 2 mL  
售價: \$22700 / \$9300



### VitroGel® MSC

MSC等幹細胞優化之hydrogel  
CAT# VHM03 / VHM03S  
包裝: 10 / 2 mL  
售價: \$22700 / \$9300



### VitroGel® HEK293

HEK293細胞特化之hydrogel  
CAT# VHM05 / VHM05S  
包裝: 10 / 2 mL  
售價: \$22700 / \$9300



1 2 3 4

### VitroGel® ORGANOID-1,2,3,4

適合Organoid培養之hydrogel，共有4種配方可選 (No.1~4)，各有不同的官能基、結構強度之分  
CAT# VHM04-1 / VHM04-2 / VHM04-3 / VHM04-4  
包裝: 10 mL 售價: \$23600  
另有4x2mL組合包可供篩選最適合您細胞的配方!  
CAT# VHM04-K 售價: \$22700

## High Concentration系列

可自行調整濃度!



3mL高濃度  
VitroGel  
+  
50mL稀釋液\*

CAT#	產品簡介	售價
TWG001	基本款高濃度VitroGel	\$21700
TWG003	RGD peptide修飾，強化cell attachment	\$22200
TWG007	Laminin-derived IKVAV peptide修飾	\$23600
TWG008	Laminin-derived YIGSR peptide修飾	\$23600
TWG009	模擬Collagen特性之VitroGel	\$23600
TWG010	可被MMP酵素分解的VitroGel	\$24600

\*稀釋液可選含Sucrose(type 1)或Sucrose-free(type 2)配方

